

Kunden- Information

(2023-2)



Die Firma **SCHMIDLIN** ist ein verlässlicher Partner für Beratung, Auslegung, Verkauf, Inbetriebnahme und Service von Gas-Generatoren. Die Zuständigkeit erstreckt sich über ganz Deutschland. Bei den Produkten selbst handelt es sich um Geräte zur Herstellung von reinstem **Wasserstoff**, **Null-Luft** und **Stickstoff**.

In (Versuchs-) Laboren bieten vor allem unsere Wasserstoffgeneratoren eine sichere, kostengünstige und bequeme Alternative zu Gasflaschen. Eine Amortisation kann hier bereits nach 12-18 Monaten erreicht werden. Mit ihrer überlegenen Leistung, patentierter Elektrolysezellentechnologie kombiniert mit hochwertigen Komponenten und einer einzigartigen Wasserstofftrocknungslösung, finden die Wasserstoffgeneratoren hinreichend ihren Einsatz in Laboren unterschiedlichster Branchen.

Unser Multi-Liter Wasserstoffgenerator



- Erzeugt bis zu 18 L/min Wasserstoff
- Reinheit bis 99,9995%
- Druck bis zu 20bar wählbar
- Über 20 Jahre PEM-Technologie garantiert eine sichere und zuverlässige Versorgung
- Einfache Installation und Bedienbarkeit

Einsatzgebiete

- Chromatographie
- Chemische Dämpfe Ablagerungen (CVD)
- Power to Gas
- Ballonfüllung
- Elektronikherstellung
- Metallindustrie
- etc.

Unser Service steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Wir beraten Sie, helfen Ihnen die Geräte in Betrieb zu nehmen und führen den Service am Gerät für Sie durch.

Kommen Sie auf uns zu:

- ob Sie technische Fragen haben
- ob Sie einen SERVICE für Ihr Gasgenerator wünschen
- ob Sie ein Mietgerät benötigen
- ob Sie bei Neuanschaffung eines Generators beraten werden möchten
- etc.

Wir bieten Ihnen:

- hohe fachliche Kompetenz
- Sicherheit, Zuverlässigkeit sowie Nachhaltigkeit
- gute Erreichbarkeit
- schneller und zuverlässiger Service
- im Notfall haben wir Ersatzgeräte, welche sehr schnell beim Kunden eingesetzt werden können (möglichst am nächsten Tag)
- bei Bedarf bieten wir Ihnen ein SERVICE-Angebot an mit jährlichem Intervall (Reinigung, Check, etc.)

Schmidlin Labor + Service GmbH & Co.KG

- Kundencenter -
Karlstra80/1
72581 Dettingen

Tel: 07123-9102100
Mail: info@schmidlin-labor.de
Web: www.schmidlin-labor.de